

Spécifications






CPU	Dual-Core 1.8G & Quad-Core 1.4GHz
Affichage	Ecran tactile 5,5" (720x1280)
Système d'exploitation	Android 7.1
Dimension	appareil : 21,65 x 8,65 x 5,65cm avec station : 25 x 22 x 12,2cm
Poids	appareil: 562g (avec imprimante thermique) avec station : 666g
Batterie	7,4V / Batterie lithium 3000mAh
Vie de la batterie	580 tests (avec impressions) 800 tests (sans impressions)
Caméra	13 mégapixels
RAM	DDR3 2Go
Storage	EMMC 16Go, 100 000 enregistrements
Température de stockage	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 70°C
Code barre	Scanner de code barre 2D 3095
GPS	Supporté
Imprimante	Imprimante thermique intégrée
Internet	4G, NFC(Optional) WiFi
Nombre de drogues détectables	9 (salives/cheveux), 14 (urines)

Points clés

- Android 7.1
- Test salivaire, test capillaire, test urinaire
- Caméra pouvant prendre des photos des sujets
- Ecran tactile
- 100 000 enregistrements en mémoire
- Imprimante thermique
- Scanner de code barre interne et externe
- Wifi, 4G, Bluetooth, NFC
- GPS
- Jusqu'à 9 drogues détectables par cassette





Dépistage de drogue via la salive, le cheveu et l'urine

Indicateur de salive

Température de stockage:
2°C - 30°C

Date d'expiration:
2 ans

Température de stockage:
4°C - 30°C

Date d'expiration:
2 ans

Température de stockage:
4°C - 30°C

Date d'expiration:
2 ans

Résultats du test

Résultats du test

- T1A THC Pas de drogue détectée
- T2A OPI Pas de drogue détectée
- T3A AMP Pas de drogue détectée
- T1B COC Pas de drogue détectée
- T2B THC Pas de drogue détectée
- T3B MET Pas de drogue détectée
- T2C KET Pas de drogue détectée

Résultats du test

- T1A THC Pas de drogue détectée
- T2A OPI Test de laboratoire requis
- T3A AMP Pas de drogue détectée
- T1B COC Pas de drogue détectée
- T2B THC Pas de drogue détectée
- T3B MET Pas de drogue détectée
- T2C KET Pas de drogue détectée

Drogues Détectable - Urine

Drogue		Seuil (ng/mL)
AMP	Amphétamines	1,000
THC	Cannabis	50
COC	Cocaïne	300
PCP	Phencyclidine	25
MOR	Morphine	300
MET	Méthamphétamine	1,000
MTD	Méthadone	300
BAR	Sécobarbital	300
BZO	Oxazépan	300
TCA	Nortriptyline	1,000
MDMA	Ecstasy	500

Drogue		Seuil (ng/mL)
BUP	Buprénorphine	10
EDDP	Métabolite de la Méthadone	100
PPX	Propoxyphène	300
ETG	Ethylglucuronide	500
K2	Cannabis synthétique	50
TML	Tramadol	100
MQL	Méthaqualone	300
COT	Cotinine	200
FYL	Fentanyl	200
OXY	Oxycodone	100
KET	Kétamine	1,000

Drogues Détectable - Salive

Drogue		Seuil (ng/mL)
AMP	Amphétamines	50
BZO	Benzodiazépines	10
BUP	Buprénorphine	5
COC	Cocaïne	20
COT	Cotinine	50
EDDP	Metabolite Of Methadone	20
KET	Kétamine	50
THC	Métabolites	12
THC	Haschich, Cannabis	50

Drogue		Seuil (ng/mL)
MTD	Méthadone	30
MET	D-Méthamphétamine	50
OPI	Opiacé	40
OXY	Oxycodone	40
PCP	Phencyclidine	10
PPX	Propylaxis	50
BAR	Barbiturique	50
MDMA	Ecstasy	50
NB : contactez nous pour toutes autres drogues		